

Indego® Therapie

Was ist Indego Therapie?

Das Indego Therapie Gerät ist eine angetriebene Gehorthese welche Therapeuten erlaubt, eine funktionsorientierte und intensive Gangtherapie durchzuführen. Dank der motorisierten Hüft- und Kniegelenke in Kombination mit spezieller Sensortechnologie und intelligenter Steuerung, ermöglicht Indego eine äusserst individualisierte Therapie für Patienten mit unterschiedlichen Gehbehinderungen.

Für wen eignet sich Indego Therapie?

Das Indego Therapie Gerät wird in Rehabilitationskliniken für eine funktionelle Gangtherapie bei gehbehinderten Patienten aufgrund einer neurologischen Erkrankung eingesetzt. Therapeuten schätzen vor allem die einfache Bedienung und eine schnelle Geräteeinstellung um eine effiziente Therapie anbieten zu können. Basierend auf den Prinzipien des motorischen Lernen können Patienten mit dem Indego Therapie Gerät in unterschiedlichen Therapiephasen optimal und gezielt trainiert werden.

Einzigartige Funktionen

Indego Therapie ist das einzige Gerät seiner Art da es über die folgenden Eigenschaften und Funktionen verfügt:



Vielfältige Software Funktionen

Jedes Indego Therapie Gerät verfügt über zwei Software Pakete. Mit der sog. Motion+ Software Suite werden schwerer betroffene Patienten behandelt und mit den Funktionen der Therapie+ Software Suite können Patienten mit einer moderaten oder leichten Gehbehinderung therapiert werden.

Modulare Bauweise

Das modulare Design mit den 5 Komponenten, selbst justierende Verbindungen und ein einzigartiges Verschlussystem, ermöglichen das schnelle An- und Ablegen von Indego.

Leichtes und schlankes Design

Mit nur 18 kg ist das Indego Therapie Gerät leicht zu handhaben und gut zu transportieren. Das Gerät hat keine sperrigen Rucksack-Komponenten und kann auch im Rollstuhl sitzend, angezogen werden.

Indego App

Die Indego-App ermöglicht die gezielte Einstellung von individuellen Gangparametern, wie z.B. Schrittlänge sowie Schrittfrequenz und archiviert die Daten für jeden Patienten. Der Therapeut kann einfach und schnell den Behandlungsverlauf dokumentieren.

Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin ist der global führende Hersteller von Bewegungs- und Kontrolltechnologien. Seit mehr als 100 Jahren entwickelt und konstruiert das Unternehmen Systeme und Präzisionslösungen für mobile und industrielle Anwendungen sowie den Luft- und Raumfahrtsektor. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.parker.com oder [@parkerhannifin](https://twitter.com/parkerhannifin).

Technische Daten

Leistung	Eine aufladbare Li-ion Batterie ermöglicht den Einsatz während eines Therapietages
Gewicht	Ein Indego wiegt 18 kg
Grössen	<ul style="list-style-type: none">• Hüftbreite: 34 - 42 cm• Oberschenkellänge: 37 - 49 cm• Unterschenkellänge: 42 - 55 cm
Interaktionen	<ul style="list-style-type: none">• Rückmeldung an den Anwender mittels vibratorischem und auditivem Feedback und optischen Signalen durch LEDs• Geräteeinstellungen können über eine Indego-App überprüft und verändert werden
Patienten Voraussetzungen*	<ul style="list-style-type: none">• Körpergrösse: 155 – 191 cm• Maximales Körpergewicht: 113 kg• Maximale Hüftbreite: 42 cm• Femurlänge: 35 – 49 cm• Spastik: Modifizierter Ashworth Wert 3 oder tiefer• Ausreichende Kraft im Oberkörper um Gehhilfen wie Unterarmgehstützen oder einen Rollator bedienen zu können• Für Personen mit eingeschränkter Gehfunktion aufgrund einer neurologischen Erkrankung
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturbereich: 0° – 40° Celsius• Relative Luftfeuchtigkeit: 30% – 75%
Lieferumfang des Indego Therapie Gerätes	<ul style="list-style-type: none">• Längen -und breitenverstellbare Hüft-Komponente mit Luftkammern für höchsten Komfort• Ein Paar längenverstellbare Oberschenkel• Drei Paar längenverstellbare Unterschenkel (Grössen klein, mittel, gross)• Indego App auf einem Apple iPod• Verstellwerkzeug• Verschiedene Gehhilfen (Rollator und Unterarmgehstützen)



Parker Hannifin GmbH
Am Metallwerk 9
33659 Bielefeld
Deutschland
+1.844.846.3446
support.indego@parker.com



Prospekt Herunterladen auf
indego.com